

ספירומטר אישי SmartOne

מד זרימת שיא נשיפתית ו-*FEV1* בטלפון החכם !



SmartOne מאפשר מעקב במצב הריאות בצורה קלה ופשוטה ועם ביצועים זהים למרפאה !

SmartOne מתאים למעקב באסטמה, COPD, טיפול בהשתלת ריאות, לִיפֶת כִּיסִיתית (Cystic fibrosis) או שימוש במרפאות. **SmartOne** מסייע בבדיקות מניעתיות באיתור מוקדם של מחלות ריאה. המכשיר מיועד למעקב אישי ללא צורך להגיע למרפאה או לפגוש רופא.

SmartOne בגודל כף יד ונייד (עובד עם סוללות).

המכשיר מתחבר לטלפון חכם באמצעות Bluetooth.

ניתן להוריד ולהתקין את אפליקצית **SMARTONE®** בחינם, עבור אייפון ואנדרואיד.



מאפיינים :

- נתונים בזמן אמת (*FEV1*, זרימת שיא נשיפתית)
- המכשיר מיועד למטופלים מגיל 3 ומעלה
- הצגת נתונים רשומים על גרפים
- חיבור לטלפון חכם באמצעות Bluetooth
- יותר מ-1000 בדיקות עם סוללות AA
- בגודל כף יד, נייד

יתרונות אפליקצית SmartOne

- הנחיות בזמן הבדיקה, לביצוע נכון
- תפעול פשוט המהווה תמריץ לילדים
- תוצאות ברורות (ירוק, צהוב, אדום)
- ניהול נתוני המטופל
- מתאימה iOS/Android
- זמינה בכמה שפות



טורבינה ופיה אישית

טורבינה ופיה מפלסטיק לשימוש אישי. ניתן להסיר בקלות לניקוי.



כתובת: הירקון 36 יבנה, 8122739 ישראל
טלפון : 08-9322-393 פקס : 08-9322-392
דואר אלקטרוני : info@rafamedical.co.il

רפא מדיקל בע"מ
טכנולוגיה ויישומים רפואיים
www.rafamedical.co.il





המכשיר SmartOne מאפשר מעקב אישי ללא מפגש עם הרופא אך עם ביצועים זהים למרפאה!

SmartOne מתחבר לטלפון חכם באמצעות Bluetooth. האפליקציה SMARTONE משמשת את המטופל לביצוע בדיקה וניהול תוצאות. האפליקציה מנחה את המטופל בזמן הבדיקה ומציגה תוצאות בזמן אמת. ניתן לשלוח תוצאות לרופא דרך המייל.

SMARTONE יעילה בבדיקה מבוגרים וילדים, תפעול פשוט המהווה תמריץ לילדים המאפשר בדיקה קלה.

303 L/m

384 L/m







535 L/m

התוצאות ברורות: ירוק (הכל בסדר) צהוב (אזהרה) אדום (סכנה).

ניתן להוריד ולהתקין את אפליקציה בחינם, עבור אייפון ואנדרואיד. היא זמינה בכמה שפות* ובקרב בעברית.

* (גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, טורקית, הולנדית, פורטוגזית, רוסית, סינית..)



חכם וקל!



הצגת נתונים בזמן אמת (FEV1, זרימת שיא נשפיתית)

ניתן לבחור תסמינים ומערכת ניקוד קלה לדירוג העוצמה

בשימוש הראשון ניתן להכניס את נתוני המטופל (גיל, גובה, משקל...)



היסטורית נתונים של המטופל

הצגת מגמה גרפית של המטופל אפשרות להוסיף בקלות הערות או סימון, בלחיצה על הגרף

תמריץ והנחיות בזמן אמת לביצוע נכון של הבדיקה

