

טורבינה עם פיה (חד פעמית)

לשימוש פשוט - מדויק - היגייני

לשימוש עם המד נפח ריאות MINISPIR



אבחון מחלות ריאה (ספירומטריה) מתבצע דרך מד נפח ריאות ודורש רמת דיוק והיגיינה גבוהה.

לביצוע בדיקה בטוחה ומדויקת באמצעות המד נפח ריאות MINISPIR, חברת MIR מציעה טורבינות לשימוש חד פעמי.

הכיוול של כל טורבינה מתבצע באמצעות מערכת ממוחשבת והיא מוכנה לשימוש.



כל טורבינה נבדקת וארוזה בנפרד למניעת זיהומים. לאחר השימוש הטורבינה והפיה מושלכות לפח.

השימוש בטורבינה חד פעמית מבטיחה בדיקה מדויקת, יעילה, מהירה ופשוטה.

מאפיינים :



✓ בדיקה ואריזה באופן יחיד

✓ 100% דיוק, בכל שימוש

✓ 100% היגיינה, בכל שימוש

✓ לא נדרש כיוול

✓ לא נדרשת סטריליזציה

✓ לא נדרש פילטר

✓ מניעת זיהומים

✓ ללא השפעה מעיבוי האדים

✓ ללא השפעה מתנאי הסביבה

✓ קופסת אריזה מעוצבת לשימוש קל

